


CARACTERISTICAS DE PRODUCTO

ARTICULO:	MESA AUX. CROMADA 1 CAJON 2 LISOS INOX.Y BARANDILLA SUP.
CODIGO/REF.:	6015.307.01

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Fabricado en tubo acero cromado
- Plano superior e inferior lisos acero inoxidable
- Barandilla superior en tres lados
- Ruedas giratorias de 80 mm
- Con cajón central



GARANTIA DEL PRODUCTO

- Este producto tiene una Garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación.
- Esta Garantía perderá su validez cuando no se respeten los siguientes puntos:
- La limpieza y conservación se realizará con productos no abrasivos ni corrosivos y que no contengan disolventes
 - Este artículo será utilizado para el uso al que está destinado.
 - Se respetarán las indicaciones del etiquetado.
- Toda manipulación que se haga a este producto, deberá ser realizada por técnico cualificado.