

Características técnicas SO MILANO (2700):

- El sillón SO-MILANO (Ref. 2700) es ideal para el acomodo y posicionamiento de pacientes en tratamientos generales, otorrinolaringología y oftalmología. Su estructura robusta de acero pintado al horno con EPOXI-POLIÉSTER garantiza durabilidad y resistencia.
- Cuenta con respaldo y reposapiernas abatibles mediante cilindros de gas independientes accionados por palancas bilaterales. La elevación en altura es eléctrica, controlada con pedal de suelo, con función simultánea de Trendelenburg para una mejor posición elevada.
- Su sistema "4x4" de alta rigidez incorpora compases motrices y corazas laterales de acero que facilitan la limpieza y aumentan la estabilidad. Rodamientos de nylon aseguran un movimiento silencioso y suave. Los reposabrazos son autonivelantes y abatibles, y el apoyacabezas en forma de herradura es multiregular en altura, orientación y profundidad.
- El tapizado técnico vinílico (PVC/poliéster 650 gr/m²) ofrece resistencia a abrasión, manchas, saliva, sangre, orina y luz UV. Además, es antimicrobiano, antibacteriano, antimicótico, ignífugo M2, impermeable y lavable, asegurando máxima higiene.
- Opciones adicionales incluyen ruedas con freno (Cod. 2850) y portarollos en respaldo (Cod. 2870). También disponible con respaldo eléctrico (Cod. 2705) o hidráulico con respaldo de gas (Cod. 2710).

Características técnicas SO MILANO RE (2705):

- El sillón SO-MILANO RE (Ref. 2705) incluye todas las características del modelo 2700, con la ventaja adicional de un respaldo eléctrico para un ajuste más cómodo y preciso. Perfecta para tratamientos generales, otorrinolaringología y oftalmología, ofrece una estructura robusta de acero con acabado en EPOXI-POLIÉSTER que garantiza durabilidad.

- Dispone de reposapiernas abatible por cilindro de gas, controlado con palanca bilateral. La elevación eléctrica en altura y el respaldo eléctrico se manejan mediante botonera de mano (opción pedal doble de suelo, consultar), incorporando función simultánea Trendelenburg.

- El sistema "4x4" con compases motrices y corazas laterales de acero proporciona estabilidad y facilita la limpieza, mientras que los rodamientos de nylon aseguran un movimiento silencioso. Los reposabrazos autonivelantes y abatibles y el apoyacabezas multiregular completan la ergonomía del equipo.
- El tapizado técnico vinílico resistente y antimicrobiano asegura máxima higiene y durabilidad.
- Opciones extra incluyen ruedas con freno (Cod. 2850) y portarollos en respaldo (Cod. 2870).

Características técnicas SO MILANO H (2710):

- El modelo SO-MILANO (Ref. 2710) ofrece las mismas características de robustez y funcionalidad que el 2700, con elevación hidráulica en pedales de bombeo y descarga para bajada, y respaldo / reposapiernas ajustables por cilindro de gas para mayor confort y facilidad de uso en tratamientos médicos, otorrinolaringología y oftalmología.

- Presenta respaldo y reposapiernas abatibles mediante cilindros de gas independientes con palancas bilaterales, y elevación hidráulica con función Trendelenburg simultánea, controlada desde pedal de suelo.

- Su sistema "4x4" con compases motrices y corazas de acero mejora la rigidez, limpieza y estabilidad, mientras que los rodamientos de nylon garantizan un movimiento silencioso. Los reposabrazos autonivelantes y el apoyacabezas multiregulable complementan el diseño ergonómico.
- El tapizado técnico vinílico es resistente, antimicrobiano e impermeable para mantener la higiene óptima.
- Disponible también con ruedas con freno (Cod. 2850) y portarollos en respaldo (Cod. 2870).