



Model C2

WHILL Model C2

Movilidad para tu día a día

Vive la vida sin obstáculos.



Características y funciones



La batería es extraíble y se puede cargar en cualquier lugar.



Sus dos potentes motores y sus grandes ruedas omnidireccionales delanteras, permiten superar sin esfuerzo obstáculos de hasta 5 cm de altura.



Explora con la Model C2, puedes realizar giros cerrados, lo que te permite moverte por donde otros no pueden.



Elige entre 8 colores de carcasa y personaliza la Model C2 para que se adapte a tu estilo.

*Color de edición limitada



La cesta ubicada debajo del asiento, permite guardar objetos con facilidad.



Bloquea y desbloquea el dispositivo de forma remota.

Accesorios



Carcasas
Elige entre ocho colores.



Cinturón
Estabiliza a la persona en posición sentada incluso en pendientes.



Batería
Ligera de 2,7 kg, puede utilizarse como batería de repuesto.



Llave inteligente
Bloquea y desbloquea tu Model C2 de forma remota.



Cargador de batería
Un magnífico complemento para una batería de repuesto.



Funda protectora
Protege la Model C2 del polvo y de la suciedad.



Porta bastones
Los bastones y muletas pueden fijarse al chasis.



Joystick
Fácil manejo con una sola mano.

Especificaciones

Velocidad*	8 km/h
Obstáculos	5 cm
Pendiente	10°
Dimensiones (An x L x Al)	55,4 x 98,5 x 74,5 cm - 94,5 cm
Peso	52,6 kg
Tiempo de carga	5 h.
Rueda delantera	Rueda omnidireccional
Rueda trasera	Neumática antipinchazos
Reposabrazos	Elevables
Peso máximo soportado	136 kg
Batería	De litio (25,3 V 10,6 Ah)
Temperatura de uso**	-15 - 40°C

* El grado de desaceleración puede cambiar si se conduce en pendientes pronunciadas.

** Si la temperatura de la batería desciende significativamente mientras conduces, puede que entre en modo de refrigeración y que afecte al rendimiento de desaceleración.