

B-LIGHT 503

Upmarket podiatry chair that stands out for its innovative design. Equipped with 3 motors that control height and backrest and seat inclination. Reclining and removable armrests and headrest. Legrests adjustable in height by gas lift. Highly-stable steel structure with white LED light built in the base. White PU upholstery of high quality.

Sillón de podología de alta gama que destaca por su diseño innovador. Dispone de 3 motores que controlan la altura, la inclinación del respaldo y del asiento. Reposabrazos y reposacabezas abatibles y extraíbles. Reposapiés ajustables en altura independientemente mediante pistón de gas. Estructura de acero muy estable con luz LED blanca integrada en la base. Tapizado PU blanco de alta calidad.

Fauteuil de podologie haut de gamme qui se détache par son design novateur. Il est équipé de 3 moteurs qui contrôlent la hauteur et l'inclinaison du dossier et du siège. Repose-bras et repose-tête rabattables et amovibles. Hauteur des jambières réglable de façon indépendante par vérin à gaz. Structure en acier très stable avec lumière LED blanche intégrée dans la base. Revêtement en PU blanc de haute qualité.

Hochwertige Fußpflegeliege, die durch ihr innovatives Design hervorsticht. Diese Liege ist mit 3 Motoren ausgestattet, um die Höhe, die Rückenlehne und die Sitzneigung zu regulieren. Die Armlehne, Kopfstütze und Fußteil sind klappbar und abnehmbar. Fußstützen mittels Gasfeder unabhängig voneinander in der Höhe regulierbar. Sehr stabile Stahlkonstruktion mit LED weißer Beleuchtung am Gestell der Liege. Hochwertige PU Polsterung.

Poltrona podologica di alta gamma che si distingue per il suo design innovativo. Dispone di 3 motori che controllano l'altezza, l'inclinazione dello schienale e la seduta. Braccioli, poggiatesta e poggiapiedi pieghevoli e removibili. Gambali regolabili in maniera indipendente tramite dei pistoni a gas che ne controllano l'altezza. Struttura in acciaio molto stabile con luce LED bianca integrata nella base. Rivestimento in PU bianco di alta qualità.

Electric Podiatry Bed Ref. BLIGHT503.3

Size without armrest:
192 x 56 x 60/110 cm
Size with armrest:
192 x 82,5 x 60/110 cm
Weight: 94 Kg
Upholstery: PU
Thickness mattress: 10 cm
Density mattress: 30 Kg/m³
Motors: 3

- 1 Breather hole 13,5 x 9 cm
- 2 Height (up & down) 60/92 cm
- 3 Adjustable Armrest
- 4 Backrest angle 0° - 60°
- 5 Legrest angle 0° - 90°
- 6 Trendelenburg 0° - 11°
- 7 White LEDs
- 8 Hand Controller Ref. HC003.WKE014

OPTIONS

Cover Weelko Podo
Foot controller Ref. FC003.WKE014
Wheels No
Paper roll holder Ref.50080.1

COLOURS



Packaging size cm 139 x 63 x 59
N.W. kg 94 kg
G.W. kg 105.5 kg

Loading capacity 175 kg



B-LIGHT 503

