

Elite

Funciones Especiales



98 PROGRAMAS

32 Deporte - 26 Fitness - 29 Belleza - 9 Tens -
2 Rehabilitación

APLICACIONES ESPECIFICAS HOMBRE / MUJER: Los programas son diferenciados entre hombre y mujer para respetar las diferencias fisiológicas y exaltar los resultados.

FITNESS Y FORMA FISICA: Con Globus Elite podrás realizar, como en un gimnasio personal, todos los programas de endurecimiento, tonificación y body sculpting necesarios para desarrollar un físico perfecto y eficiente, capaz de asegurarte toda la fuerza y la energía que deseas.

CUERPO Y BELLEZA: Con una dotación completa de programas profesionales que comprende lipólisis, drenaje, tonificación, modelación, lifting, masaje y vascularización, Globus Elite te ayuda a valorar la armonía de tu cuerpo y a manifestar la belleza y la atracción.

SALUD Y BIENESTAR: Las corrientes TENS ayudan en suprimir el dolor y los disturbios comunes como el dolor de espalda, la cialgía, los dolores de articulaciones y musculares.

ÚLTIMOS 10: memoriza los últimos 10 programas ejecutados. Los últimos 10 programas serán disponibles para una rápida y simple ejecución.

SYNCROSTIM: accionando una única tecla, es posible aumentar la intensidad de los 4 canales simultáneamente.



CARACTERISTICAS TECNICAS

Canales: 4 CANALES independientes (8 electrodos)
Frecuencia : 0,3 - 120 Hz
Potencia : 100 mA por canal
Amplitud del impulso: 40 - 450 ms
Forma de Onda: Onda cuadrada, bifásica, simétrica, compensada
Alimentación: batería
Dispositivo de Clase II tipo BF
Conforme con la directiva 93/42/CEE

DOTACION

1 Balsa
1 Estimulador GLOBUS ELITE
4 Cables para conexión a los electrodos
1 Cargador de batería de red
4 Electrodo autoadhesivos 50 x 50
4 Electrodo autoadhesivos 50 x 90
1 Manual operativo

Elite

Lista de programas

Deporte

Capilarización
Calentamiento
Descontracturante
Recuperación post competición
Fuerza Maximal
Fuerza Resistente
Fuerza Explosiva
Reactividad
Demo
Lapiz busca puntos

FITNESS

Endurecimiento
Endurecimiento Bio-Pulse
Modelación
Tonificación
Aumento masa

BELLEZA

Drenaje
Drenaje Bio-Pulse
Lipólisis
Lipólisis Bio-Pulse
Masaje tonificante
Masaje relajante Bio-Pulse
Vascularización
Capilarización Rostro
Efecto Lifting Rostro

TENS- DOLOR

Tens Antalgica
Tens Endorfinica
Contracturas
Ematomas
Ciática
Lumbalgia
Cervical
Dolor de hombro
Epicondilitis

REHABILITACION

Recupero Atrofia Miembros Inferiores
Recupero Atrofia Miembros Superiores