
Cabezal del oftalmoscopio Riester ri-scope L1 XL 3,5 V



Características técnicas

- Ruedecilla de lentes con 29 lentes correctoras:

D+ 1-10, 12, 15, 20, 40

D- 1-10, 15, 20, 25, 30, 35

- Con ruedecilla de diafragmación y semicírculo de fácil uso, diafragma circular pequeño/mediano/grande, estrella de fijación, rendija y filtro exento de rojo con intensificación del contraste.

- Incluye una rueda de filtros aplicable a todos los diafragmas con indicador de símbolos, exento de rojo.

- Óptica de alto rendimiento con lente condensadora esférica.

- Trayectoria paralela del haz.

- Protección contra el polvo.

