

Cabezal del otoscopio Riester ri-scope L1 XL 3,5 V



Características técnicas

- Iluminación directa con lámpara halógena de 2,5V o lámpara de xenón de 3,5V.
- Óptica de vidrio de 3 aumentos, orientable hacia ambos lados, Lente quirúrgica de 4 aumentos opcional.
- Con alojamiento de espéculos metálico para espéculos ri-mini®/pen-scope®, compatible con espéculos de otros fabricantes conocidos.
- Adecuado para realizar pruebas neumáticas (se suministra sin la pera)
- Opcionalmente disponible con el mango C o AA (funciona con pilas alcalinas convencionales)

