

---

## Camilla eléctrica de dos cuerpos Kinefis Quality



### Características técnicas

- Elevable en altura por un motor eléctrico desde 43cm al suelo hasta 77cm al suelo.
- Mando perimetral de pie.
- Respaldo reclinable en 90° y reclinable negativo en 23° por pistón de gas.
- Mando manual tras el respaldo.
- Dos ruedas escamoteables accionadas por un pulsador de pie.
- Tapizado en PVC color gris antracita, densidad de 25kg/m<sup>2</sup> y 5cm de grosor.
- Portarrollos de papel camilla.
- Agujero facial con cabecero tipo almohada.
- Peso máximo 200kg.
- Medidas: 198cm x 68cm x 43/77cm.
- Peso: 57kg.
- 1 año de garantía.

Referencia Gris oscuro: WKF024.1.A66

Referencia Verde turquesa: FISAUDE.WKF024.1.GREEN

Referencia Azul índigo: FISAUDE.WKF024.1.BLUE

