

---

## Monitor de composición corporal Tanita DC 360 S con impresora integrada, software SuiteEasy y cable USB



### Características técnicas:

- Capacidad de carga hasta 270 Kg
- Graduación del peso: 100 g
- Función impresora
- 2 frecuencias
- Frecuencias : 6,25 kHz / 50 kHz
- Conexión : USB
- Alimentación sector
- Adaptador DC 5V - 3500mA
- Existe en negro o blanco

### Medidas:

- Grasa corporal (%)
- Masa grasa (kg)
- Masa magra (kg)
- Masa muscular (kg)
- Porcentaje del agua corporal total (%)
- TBW
- Índice de masa corporal (IMC)
- Masa ósea(kg)
- Evaluación de la constitución física
- Índice de grasa visceral
- Tasa metabólica de base (kcal) BMR
- Indicador de la tasa metabólica de base
- Edad metabólica

