

Autoclave Mocom Clase B de 28 litros



Características técnicas

- Autoclave con ciclos clase B según norma EN 13060
- Depósitos de agua inspeccionables
- Carga de agua: Manual por la parte superior, manual frontal y automática
- 5 bandejas en dotación
- Sensor de calidad de agua integrado
- Filtro de partículas de polvo
- Display LCD
- Memoria interna con registro de identificación de operario.
- Salida USB para descarga de datos
- Impresora externa (Opcional)
- 8 Programas predispuestos
- 1 programa "Custom" (Personalizable)
- Cierre de seguridad robotizado
- Nuevo generador de vapor mas eficiente
- Cámara de acero inoxidable
- Dimensiones externas: 495x485x600 mm
- Dimensiones cámara: 250x350 mm
- Peso total: 49 kg

