

## **FICHA TÉCNICA**

**Referencia:** AB88249146702

**Composición:** LiSO<sub>2</sub>

**Características:** 12V. 7,5Ah. No recargable.



**Aplicación:** Original para equipos de desfibrilación Cardiac Science® PowerHeart AED G3 (Ref. original 9146-X02) y G3 Elite.

**Precauciones:** No recargar. Seguir indicaciones en el producto e instrucciones. Evitar contacto entre los terminales. Al final de la vida útil desechar en un punto autorizado

**Vida útil:** aproximadamente 4 años de funcionamiento en espera (en condiciones de almacenaje correctas). Actividades como activar frecuentemente el dispositivo o dejarlo inactivado durante un período de tiempo prolongado reducirán la duración de la batería.

**Almacenamiento y condiciones de uso:** Para un correcto uso y almacenado, se deben seguir las instrucciones del equipo.