

# MAGNUM XL PRO

## MAGNETOTERAPIA

### 25 PROGRAMMI

10 Salute-Rehab - 15 Estetica-Fitness

- **POTENZA GAUSS:** 500 Gauss di Picco (250 x 2 canali); 200 Gauss Medi (100 x 2 canali); Potenza regolabile con step di 5
- **DISPLAY:** a un ampio e **RETROILLUMINATO** display grafico permette la visualizzazione di tutti i parametri e la facilità dei comandi rende l'apparecchio completo e facile da utilizzare
- **TIPO DI TERAPIA:** apparecchio per magnetoterapia a campi magnetici pulsati a bassa frequenza
- **SOLENOIDE DI NUOVA GENERAZIONE:** possibilità di trattare le patologie in modalità profonda o in superficie grazie al suo speciale solenoide nato dalla ricerca Globus con la collaborazione dei più importanti studi di fisioterapia. Permette inoltre sia il trattamento di superfici estese come la schiena, che di superfici piccole come un polso
- **25 PROGRAMMI PREIMPOSTATI**
- **10 PROGRAMMI MEMORIZZABILI**
- **CANALI DI USCITA:** 2 canali
- **FREQUENZA REGOLABILE:** da 5 a 200 Hz
- **ALIMENTAZIONE:** rete 220V
- **DIFFUSORI in dotazione:** 2 in tessuto dimensione circa 30 x 10 cm. Tale speciale diffusore, brevettato, permette sia la sovrapposizione che l'opposizione di campo elettromagnetico
- **DIFFUSORI opzionali:** in gomma, sanitizzabile, dimensione 12,5 x 11,5 cm



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Canali: 2 CANALI indipendenti  
Intensità erogabile: 500 Gauss di picco totali; 100 Gauss di media per canale  
Frequenza regolabile: 5-200 Hz step di 5  
DutyCycle: 5-100% step di 5  
Alimentazione: rete a 220V  
Display RETROILLUMINATO grafico di grandi dimensioni e sistema di navigazione EASY-PRO con tastiera joystick  
Dispositivo in Classe II tipo BF  
Standard: EN 60601-1 EN60601-1-2 EN 60601-1-4  
Conforme alla direttiva 93/42/CEE

#### DOTAZIONE

1 borsa  
2 diffusori Morbidi Flessibili e Estensibili  
1 unità magnetoterapia Magnum XL pro  
1 alimentatore  
1 manuale d'uso



# GLOBUS

# MAGNUM XL PRO

## Elenco programmi

### SALUTE-REHAB

Fratture  
Cuffie Rotatori  
Tunnel Carpale  
Osteoartrite Ginocchio  
Osteoartrite Cervicale  
Dolore Schiena  
Pseudoartrosi Congenito  
Protesi Anca  
Ritardo Consolidamento fratture  
Osteoporosi

### ESTETICA-FITNESS

Drenaggio addome  
Drenaggio arti superiori  
Drenaggio cosce-glutei-fianchi  
Cellulite addome  
Cellulite arti superiori  
Cellulite cosce-glutei-fianchi  
Stati edematosi  
Gonfiore Gambe  
Trattamento riattivante  
Rigenerazione tissutale  
Acne  
Cicatrici  
Rughe Facciali  
Smagliature  
Vene Varicose



# GLOBUS