



I-Transformer Nova

Movilidad Eléctrica

 **fisaude**
Tecnología médica y deportiva

Plegado automático con mando:

①



②



③



I-Transformer Nova

Movilidad Eléctrica

La I-Transformer Nova es la nueva scooter plegable de Apex con un diseño exclusivo que permite separar la scooter en 2 partes convirtiéndola en la más manejable del mercado.

- **Ligera:** Permite separar la scooter en 2 partes (20,5 kg + 9 kg) para facilitar su traslado. Además, cuenta con baterías de litio extraíbles de 15 Ah que ofrecen una gran autonomía.
- **Encendido electrónico:** Su mando multifuncional permite encender/apagar la scooter y las luces.
- **Cómoda:** Su sistema de plegado automático permite que la scooter quede de pie una vez plegada, evitando que el usuario tenga que agacharse.
- **Accesible:** Los reposabrazos abatibles facilitan el acceso lateral al usuario. Además son regulables en altura y en ángulo.

Elementos destacados:



Accesorios:



Base de carga externa



Set de dos baterías de litio de 10 Ah



Medidas en cm

| Descripción del producto | Referencia |
|--------------------------|------------|
| I-Transformer Nova | 0407007N |

| Descripción de accesorios | Referencia |
|--|------------|
| Base de carga externa | 04061379 |
| Set de 2 baterías de litio de 5 Ah (10 Ah) | 04061412 |

| Especificaciones técnicas | |
|---|-------------------------------|
| Dimensiones scooter desplegado con asiento extendido (largo x ancho x alto) | 102 x 48,5 x 88 cm |
| Peso máximo recomendado | 110 kg |
| Peso con baterías | 32,5 kg (23,5 kg + 9 kg) |
| Peso sin baterías | 29,5 kg (20,5 kg + 9 kg) |
| Velocidad máxima | 6 km/h |
| Pendiente máxima | 5° |
| Radio de giro | 140 cm |
| Tipo de motor | 120 W |
| Ruedas delanteras | 6" Macizas |
| Ruedas traseras | 7" Macizas |
| Baterías | 2 uni x 7,5 Ah 25,2 V (15 Ah) |
| Cargador | 24 V / 5 A (carga rápida) |

| Garantías | |
|------------------------|---------|
| Bastidor | 2 años |
| Baterías | 6 meses |
| Componentes eléctricos | 1 año |