



Ficha Técnica de Producto

Ref. 5100V

Bata Hospitalaria Polipropileno Cierre Cintas

Información Técnica:

Bata de Polipropileno (TNT) para riesgos mínimos y Un Solo Uso, cierre mediante cintas de ajuste en cuello y cintura, manga larga con elásticos en la empuñadura para una mejor protección y adaptabilidad.

- Materia Prima: Polipropileno 20g
- Medidas: 115 x135 cm
- Cierre mediante cintas
- Puño con elásticos de ajuste
- UN SOLO USO
- Producto Libre de Látex

Normativas y Uso:

- Producto Conforme al **Reglamento UE 2017/745** relativo a los productos sanitarios - **Clase I**
- Producto Conforme al **Reglamento UE 2016/425** relativo a los equipos de protección personal. **EPI Cat I**
- Producto Conforme al **Reglamento UE 10/2011** referido a los materiales plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos. Constituyendo una medida a efectos del artículo 5, apartado 1 del Reglamento (CE) n.º 1935/2004.
- Producto Fabricado bajo los estándares de la Norma ISO 13485:2003+AC2007.

Instrucciones de Uso:

Comprobar el estado y caducidad antes de su uso. Lávese las manos antes de utilizar el producto.

Bata de protección para uso general en riesgo mínimos, desembalar de la bolsa individualizada y colocar con especial cuidado en las zonas de ajuste para una protección óptima. No reutilizar.

Información Logística:


Etiquetado Conforme a las normas de aplicación

Presentación:

- Bolsa con 10 unidad con etiquetado conforme
- Embalaje Master de 200 unidades
- Medidas Caja: 55x24x20 cm
- Euro Palets de 48 Cajas

Ref.	Color	Código EAN
5100V	Verde	00685071689158

UDI-DI Básico: 6974100425100VU8



Almacenar en un lugar seco, limpio y a temperaturas oscilantes entre 5° y 35°. No exponer de manera directa a la luz solar

