
Termómetro digital infrarrojo iHealth PT2L: Mide la temperatura sin contacto y con gran eficacia



Características técnicas:

- Tipo de medición: Sin contacto
- Posición de medición: En el centro de la frente
- Tiempo medición: 1 Segundo
- Distancia: <3cm Control del usuario, medición inexacta fuera de rango
- Medición de objetos: Sí
- Apagado automático: 8 Segundos
- Pantalla: Pantalla LCD
- Recordatorio de medición finalizada: Zumbido (se puede configurar el interruptor)
- Marcador de Fiebre: Tres expresiones
- Rango de medición: 34~43℃
- Unidad de cambio: Sí
- Boton de sonido: Sí
- Temperatura de apertura: 15~40℃ ≤95%RH (70~106)
- Temperatura almacenamiento: -20~40℃ ≤95%RH (70~106)kPa
- Tipo de Sensor: Sensor Infrarrojo

