

**ri-gital®**

Easy to use, robust and precise



Water  
proof

**ri-gital® Digital Thermometer.**

Clinical thermometer in the well-known Riester quality. Can be used for oral, rectal and under-arm measurement of body temperature. Digital measurement is particularly accurate thanks to the highly sensitive temperature sensor.

- **Maximum thermometer**
- **With 3-digit display, memory and signal tone**

- Accuracy: +/- 0.1°
- Automatic switch-off after 10 min.

- **ri-gital® N Digital Thermometer.**
- Packet with 40 disposable probe sheaths.

- **Unbreakable and water-tight**
- **Measurement range: 32 – 43.9°C**

- Incl. long-life button cell batteries
- In plastic storage box

Art. No.: 1850  
Art. No.: 12703



Rudolf Riester GmbH | P.O. Box 35 | Bruckstr. 31 | D-72417 Jungingen | Germany  
Tel.: (+49) +7477-9270-0 | Fax: (+49) +7477-9270-70 | info@riester.de | www.riester.de

## ri-gital® Digitales Fieberthermometer.

Bedienungsfreundlich, widerstandsfähig und präzise – Fieberthermometer in typischer Riester-Qualität. Dient zur oralen, rektalen und axillaren Messung der Körpertemperatur. Dank seines hochempfindlichen Temperaturfühlers ist die digitale Messung besonders genau.

- **Maximumthermometer**
- **Mit 3-stelliger Anzeige, Memory und Signalton**

- Genauigkeit: +/- 0,1°C
- Abschaltautomatik nach 10 Min.

- **Unzerbrechlich und wasserdicht**
- **Messbereich: 32 bis 43,9°C**

- Inkl. Langzeit-Knopfzellenbatterie
- In Kunststoff-Aufbewahrungsbox

- ri-gital® Digitales Fieberthermometer.
- Packung mit 40 Einmalsondenhüllen

- Art. Nr.: 1850
- Art. Nr.: 12703

## ri-gital® Thermomètre à cristaux liquides.

Facile à utiliser, solide et précis – Thermomètre très populaire d'une qualité signée Riester. Il est conçu pour la prise orale, rectale et axillaire de la température corporelle. Grâce à son capteur thermique extrêmement sensible, ce thermomètre prend des mesures particulièrement précises.

- **Thermomètre à maxima**
- **Avec affichage à 3 chiffres, mémoire et tonalité d'avertissement**

- Précision : +/- 0,1°C
- Mise hors tension automatique au bout de 10 minutes

- **Incassable et étanche**
- **Plage de mesure : de 32 à 43,9°C**

- Pile-bouton longue durée comprise
- Livré dans sa boîte de rangement

- ri-gital® Thermomètre à cristaux liquides.
- Boîte de 40 embouts de sonde.

- Réf.: 1850
- Réf.: 12703

## Termómetro clínico digital ri-gital®.

Fácil de manejar, resistente y preciso – Termómetro clínico con la habitual calidad de Riester. Sirve para la medición oral, rectal y axilar de la temperatura corporal. Gracias a su sensor de temperatura altamente sensible, la medición digital resulta especialmente precisa.

- **Termómetro de máxima**
- **Con indicación de 3 dígitos, memoria y señal acústica**

- Precisión: +/- 0,1°C
- Desconexión automática a los 10 minutos

- **Irrrompible y hermético**
- **Intervalo de medición: 32 a 43,9°C**

- Incluye pila de botón de larga duración
- Con estuche de plástico

- Termómetro clínico digital ri-gital®
- Envase con 40 casquillos de sonda desechables.

- Art. No.: 1850
- Art. No.: 12703

## Цифровой медицинский термометр ri-gital®

Удобный в применении, точный и надёжный – медицинский термометр неизменно высокого качества от Riester. Служит для орального, ректального и подмышечного измерения температуры тела. Благодаря высокочувствительному термодатчику цифровое измерение даёт особенно точные результаты.

- **Максимальный термометр**
- **С 3-разрядным индикатором, памятью и звуковым сигналом**

- Погрешность: +/- 0,1°C
- Автоматическое отключение через 10 минут

- **Небьющийся и водонепроницаемый**
- **Диапазон измерения: от 32°C до 43,9°C**

- С миниатюрным долговечным источником питания
- В пластмассовом футляре

- Цифровой медицинский термометр ri-gital®
- Упаковка с 40 одноразовыми колпачками.

- № 1850
- № 12703