

Báscula de columna mecánica con escala circular grande

seca
Precisión para la salud

seca 786

- + Columna a la altura de la cadera y amplia escala circular para una lectura fácil
- + Construcción de acero de alta calidad, resistente y duradero
- + Resistente a la corrosión en interiores y exteriores: La humedad no es un problema
- + Superficie antideslizante gracias a la almohadilla de caucho
- + Siempre lista para usar sin suministro eléctrico o baterías
- + Ruedas robustas para facilitar el transporte



seca 786

Báscula de columna mecánica con escala circular grande




Verdaderamente atractiva

Con el elegante anillo cromado y el indicador de aguja en rojo clásico de seca, esta báscula de columna mecánica también es agradable a la vista. El diseño es delgado, discreto y ahorra espacio. Un diseño clásico genuino donde pesarse se convierte en una experiencia.

La báscula de columna clásica

Ventajas de una escala circular a la altura de la cadera: la lectura es cómoda y queda más espacio para los pies en la superficie de la banda de rodamiento. Con su plataforma de metal resistente y columna de aluminio, la seca 786 es particularmente robusta y duradera. El alto nivel de tecnología de esta báscula de columna se refleja en el mecanismo de alta calidad y la indicación precisa de la aguja.



Capacidad	150 kg / 330 lbs
Graduación	500 g / 1 lb
Dimensiones (AxAxP)	292 x 901 x 515 mm / 11,5 x 35,47 x 20,3 in
Dimensiones plataforma (AxAxP)	278 x 75 x 273 mm / 10,9 x 3 x 10,7 in
Peso neto	6,9 kg / 15,2 lbs
Funciones	Función de ajuste a cero
Medical Device Regulation (MDR) certificado	

Estadímetro telescópico seca 224 (incluido)

Rango de medición	60 – 200 cm o 60 – 200 cm / 24 – 78 in
Estadímetro graduado	1 mm o 1 mm / 1/8 in

Un éxito incluso fuera de los hospitales

Desarrollada para uso médico, la seca 786 ahora se utiliza con frecuencia en saunas, vestuarios, gimnasios y farmacias. Debido a que los operadores saben que las básculas seca funcionan de manera sostenible y sin mantenimiento, que son resistentes al óxido, y que soportan incluso cargas pesadas.

seca international
seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3-25 T +49 40 20 00 00 0
22089 Hamburgo F +49 40 20 00 00 50
Alemania E info@seca.com

Precisión para la salud

[seca.com](https://www.seca.com)